

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Eleganza e funzionalità nell'assistenza



Comodini

Operatori sanitari





Comodini e tavolini servitori

Per le persone malate è importante avere un luogo a cui poter accedere in via esclusiva e in cui conservare e avere a portata di mano i beni personali e gli oggetti più utili. I comodini wissner-bosserhoff, partner affidabile nell'assistenza quotidiana, svolgono molto bene questo compito. Inoltre aiutano i pazienti e il personale di assistenza in numerose attività, come p. es. mangiare o leggere. Il facile accesso dal letto permette un'efficace prevenzione delle cadute. I comodini wissner-bosserhoff creano un'unica unità con i letti di degenza e con il loro design soddisfano le esigenze estetiche e funzionali.

La gamma di prodotti



vivo
Il design incontra la funzionalità
Pagina 6-7



vitalia
Robusta linearità
Pagina 8-9



vt
Classico e affidabile
Pagina 10-11



Server
Mobilità flessibile
Pagina 12-13

I vantaggi

Funzionalità e design a colpo d'occhio

Le serie di comodini wissner-bosserhoff abbinano un design confortevole a funzioni innovative, consentendo così varianti del prodotto orientate all'uso. Grazie a una meccanica straordinaria, il vassoio può essere montato facilmente e senza l'ausilio di attrezzi su entrambi i lati del comodino. Una soluzione flessibile ed economica.

Lo standard "Sturzprohylaxe" ("Profilassi anticaduta") istituito in Germania ha lo scopo di evitare le cadute e le conseguenze che ne derivano e riconoscendo rischi e pericoli e riducendoli possibilmente al minimo. L'impiego di cassetti anziché di ante nei nostri comodini rappresenta un importante contributo alla riduzione del rischio di caduta. L'accesso al comodino dal letto è facilitato e al contempo si riduce il rischio di caduta. Alcuni modelli speciali offrono un accesso ottimale al comodino anche per i letti bassi per lungodegenti. I cassetti sono amovibili senza l'ausilio di attrezzi e quindi facili da pulire.



Il rientro "soft" (dotazione standard)¹⁾ diminuisce il rischio di rimanere incastrati, nonché il rumore provocato dalla chiusura dei cassetti.



La quinta rotella montata sul meccanismo e la costruzione compatta offrono una stabilità e una capacità di antiribaltamento straordinarie, nonché un carico del tavolo servipranzo che arriva a 20 kg.



Il tavolo servipranzo laterale si può estrarre facilmente con una mano sola, senza che il personale di assistenza debba deporre il vassoio con il pranzo.



Le maniglie in alluminio²⁾ conferiscono ai comodini vivo e vitalia un design inconfondibile e consentono una presa ergonomica anche dal letto.



I modelli dotati di frigorifero hanno una capacità di oltre 41 l e sono adatti anche per contenere grandi bottiglie.



Quando è aperto, è possibile arrestare il vassoio estraibile in sicurezza. In questo modo si escludono chiusure accidentali.

Grazie alla struttura chiusa su tre lati²⁾ i cassetti non possono scivolare contro il muro

Il piano superiore arrotondato

Arresto del vassoio estraibile quando aperto

Adattatore per un semplice cambio di lato del tavolo servipranzo senza l'ausilio di attrezzi (sinistra/destra)

Maniglie in alluminio²⁾: Particolare di design e garanzia di ergonomia



Grazie all'adattatore montato su due lati³⁾ il meccanismo del tavolino può essere spostato da un comodino all'altro: una soluzione economica per l'utente.

Più comfort per i pazienti e il personale di assistenza grazie al rientro "soft"¹⁾



La serie vivo

Il design incontra la funzionalità

La serie di comodini vivo garantisce un ambiente confortevole e armonioso. Il piano superiore arrotondato e gli eleganti profili stondati inoltre contribuiscono a un aspetto raffinato e moderno. I piccoli comodini, i meccanismi integrati dei tavolini, i vassoi opzionali e i modelli dotati di frigorifero soddisfano tutte le esigenze.

vivo 1



vivo 1-t



vivo 2



vivo 2-t



vivo 2-k



vivo 3



vivo 3-t



vivo 3-k





La serie vitalia

Robusta linearità

La serie di comodini vitalia colpisce con i suoi dettagli decorativi come il piano superiore arrotondato, gli ampi supporti laterali di pregio e le maniglie in alluminio ergonomiche. Su richiesta, i comodini possono essere dotati di impugnature continue che semplificano ulteriormente l'accesso ai cassetti per il degente.

vitalia 1



vitalia 1-t



vitalia 2



vitalia 2-t



vitalia 2-k



vitalia 3



vitalia 3-t



vitalia 3-k





La serie vt

Classico e affidabile

La serie vt è la serie di comodini più attenta al budget di tutta la gamma di wissner-bosserhoff. I modelli vt convincono grazie ai loro dettagli di provata qualità. Le strutture stabili in acciaio, le componenti dotate di bordi pregiati in ABS, i piani superiori arrotondati conferiscono al comodino la sua personalità inconfondibile.

vt 1



vt 2



vt 3



vt 4



Server

Mobilità flessibile

L'elevata mobilità del tavolino servitore Server si rivela un pratico ausilio nell'assistenza quotidiana. In funzione dell'esigenza esso può essere collegato al comodino, al letto o alla sedia con braccioli, alla sedia di trasferimento o alla sedia a rotelle. È quindi soprattutto un sostituto del tavolo. Offre inoltre la pratica e sorprendente possibilità di utilizzarlo con una mano sola.



stylo s3

Il tavolo servipranzo inclinabile e regolabile in altezza consente una regolazione flessibile in base alle diverse possibilità d'impiego, come piano d'appoggio per i pasti o per la lettura.



stylo s3-t

I pazienti hanno la possibilità di utilizzare un secondo piano d'appoggio fisso. In questo modo è possibile, ad esempio, leggere e contemporaneamente prendere il caffè.



stylo s4

Il tavolo servipranzo più grande aumenta il comfort anche per i pazienti che non possono alzarsi dal letto. Grazie ai tavoli servipranzo fissi, Server s4 raggiunge una stabilità superiore alla media.



stylo s4-t

L'orientabilità laterale favorisce il degente nella lettura o durante il pasto. Un piano d'appoggio fisso consente la stabilità di oggetti, come per esempio le bevande, anche in posizione orientata.



La serie stylo

Conformità agli standard di igiene più elevati

La serie di comodini stylo abbina un design confortevole a funzioni innovative. Le superfici scelte per questa serie consentono una pulizia facile e profonda dei comodini e quindi il conseguimento degli standard di igiene più elevati. I cassetti robusti, con il portabottiglie integrato contribuiscono a un maggior ordine. Le maniglie sono facilmente accessibili anche dal letto. I prodotti con dotazione di livello superiore dispongono di uno spazio maggiore per riporre gli oggetti (stylo 4), e anche per le varianti con frigorifero viene offerto un ripiano intermedio aggiuntivo (p. es. stylo 5-k). Ulteriori informazioni sulla serie stylo sono disponibili in una brochure separata.



stylo 2



stylo 3



stylo 4



stylo 5



stylo 2-k



stylo 3-k



stylo 4-k



stylo 5-k

Colori | Rivestimenti* comodini in legno



Acero (R 5184)



Faggio naturale (R 5320)



Faggio scuro (F 37/009)




Cacao (R 5447)



Ontano rosso (R 4601)



Ciliegio (R 5360)




Ciliegio colore avana (R 5681)



Quercia Lindberg (R 4223)



Noce (R 4801)



Colore vulcano (U 1011)**

Combinazione cromatica per memoriana**

Combinazione 1



Corpo in acero (R 5184)
Bordo esterno in ciliegio colore avana (R 5681)

Combinazione 2



Corpo in ciliegio colore avana (R 5681)
Bordo esterno colore cacao (R 5447)

Optional comodini in legno



Meccanismo applicabile



Due cassetti



Piedini anziché ruote



Maniglia lunga



Lucchetto



Portabottiglie



Supporto per gli accessori

Accessori



Aggiunta di cassetti

Panoramica dei comodini in legno

Comodini						
						
	vivo 1	vivo 1-t	vivo 2	vivo 2-t	vivo 2-k	vivo 3
Mod. n.	10-0748	10-0749	10-0742	10-0744	10-0746	10-0743
Dimensioni largh. x alt. x prof. (mm):	523 x 637 x 470	523 x 695 x 470	523 x 779 x 470	523 x 779 x 470	568 x 784 x 567	686 x 779 x 470
						
	vitalia 1	vitalia 1-t	vitalia 2	vitalia 2-t	vitalia 2-k	vitalia 3
Mod. n.	10-0756	10-0757	10-0750	10-0752	10-0754	10-0751
Dimensioni largh. x alt. x prof. (mm):	544 x 637 x 470	544 x 695 x 470	544 x 779 x 470	544 x 779 x 470	588 x 784 x 539	695 x 779 x 470
Tavolo servipranzo regolabile in altezza	-	-	-	-	-	✓
Possibilità di utilizzo bilaterale del tavolo servipranzo	-	-	○	○	○	-
Numero di cassetti	2	2	2	2	1	2
Vassoio estraibile	-	✓	-	✓	-	-
Rientro "soft"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frigorifero integrato	-	-	-	-	✓	-
Ripiano intermedio aperto	-	-	✓	✓	-	✓

Comodini						
						
	vivo 3-t	vivo 3-k				
Mod. n.	10-0745	10-0747				
Dimensioni largh. x alt. x prof. (mm):	686 x 779 x 470	731 x 784 x 567				
						
	vitalia 3-t	vitalia 3-k	vt 1	vt 2	vt 3	vt 4
Mod. n.	10-0753	10-0755	10-0774	10-0775	10-0776	
Dimensioni largh. x alt. x prof. (mm):	695 x 779 x 470	739 x 784 x 539	506 x 637 x 470	506 x 779 x 470	657 x 779 x 470	
Tavolo servipranzo regolabile in altezza	✓	✓	-	-	✓	✓
Possibilità di utilizzo bilaterale del tavolo servipranzo	✓	✓	-	○	✓	-
Numero di cassetti	2	1	2	2	2	1 + anta
Vassoio estraibile	✓	-	-	-	-	-
Rientro "soft"	✓	✓	-	-	-	-
Frigorifero integrato	-	✓	-	-	-	-
Ripiano intermedio aperto	✓	-	-	✓	✓	✓

Server				
				
	Server s3	Server s3-t	Server s4	Server s4-t
Mod. n.	10-0273	10-0400	10-0589	10-0584
Dimensioni largh. x alt. x prof. (mm):	760 - 1075 x 825 x 425	760 - 1075 x 950 x 425	725 - 1025 x 865 x 420	725 - 1025 x 865 x 420
Tavolo servipranzo ribaltabile	✓	✓	-	-
Tavolo servipranzo girevole	✓	✓	-	✓
Vassoio fisso	-	✓	-	✓

- = non disponibile ○ = opzionale ✓ = standard

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6, 58739 Wickede (Ruhr), Germany

Phone: +49(0)2377/784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.de

